

RULLSTOLSRAMP

2st.

RULLESTOLRAMPE

2 stk.

PYÖRÄTUOLIRAMPPI

2 kpl

KØRESTOLSRAMPE

2 stk.





EG- FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
SAMSVARSERKLÄRING
VAKUUTUS EU-YHDENMUKAISUUDESTA
EG-FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE
EC-DECLARATION OF CONFORMITY



GARNISONSGATAN 26
S-254 66 HELSINGBORG
SWEDEN

INTYGAR ATT KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING AV DENNA PRODUKT
ÖVERENSSTÄMMER MED FÖLJANDE DIREKTIV¹ OCH STANDARDER²

BEKREFTER AT KONSTRUKSJON OG PRODUKSJON AV DETTA PRODUKTET
ER I SAMSVAR MED FÖLGENDE DIREKTIVER¹ OG STANDARDER²

TODISTAA ETTÄ TÄMÄN TUOTTEEN RAKENNE JA VALMISTUS
OVAT SEURAAVIEN DIREKTIIVIEN¹ JA STANDARDIEN² MUKAISIA

BEKRÆFTER AT KONSTRUKTION OG FREMSTILLING AF DETTE PRODUKT
OVERENSSTEMMER MED FÖLGENDE DIREKTIVER¹ OG STANDARDER²

DECLARES THAT DESIGN AND MANUFACTURING OF THIS PRODUCT
COMPLIES WITH THE FOLLOWING DIRECTIVES¹ AND STANDARDS²

1. 2006/42/EC

2. EN 1398:2009

PRODUCT NAME:

RULLSTOLSRAMP, 2st
RULLESTOLRAMPE, 2 stk
PYÖRÄTUOLIRAMPPI, 2 kpl
KØRESTOLSRAMPE, 2 stk.
LOADING RAMP 2 pcs

ARTIKELNUMMER/ARTIKKELNUMMER/TUOTENUMERO/PRODUCT NUMBER:
41-065

HELSINGBORG 2013-05-17

Conny Johansson
PRODUCT MANAGER

SE

RULLSTOLSRAMP

INTRODUKTION

Vi reserverar oss för möjligheten att illustrationer och beskrivningar av enskilda detaljer inte alltid stämmer helt överens med produkten. Exempel på sådana detaljer kan vara färger på kablar eller utformning och placering av knappar och reglage

Förvara manualen på en säker plats i anslutning till produkten och vid en eventuell försäljning ska manualen följa med produkten.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Mått (utviktt, 1 st.): 1 828 x 382 x 53 mm

Mått (utviktt, 2 st.): 1 828 x 795 x 53 mm

Mått (hopviktt): 927 x 412 mm

Max belastning: 272 kg

Vikt (2 st.): 17,8 kg

ANVÄNDNING

Var uppmärksam när du använder rampen så att inga skador uppstår.

Var försiktig då rampen fälls ut, klämskador kan uppstå.

Placera rampen på ett jämnt och torrt underlag så att det inte finns någon risk att den glider under arbetet.

Överskrid aldrig rampens maximala belastningsgräns (272 kg).

Försök, om möjligt, att centrera lasten i sidled på rampen.

Belasta rampen gradvis, om all belastning sker plötsligt på en punkt kan skador uppstå på rampen.

NO

RULLESTOLRAMPE

INNLEDNING

Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer kanskje ikke alltid stemmer helt overens med produktet. Eksempel på slike detaljer kan være farger på kabler eller utforming og plassering av knapper og brytere.

Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted i tilknytning til produktet. Ved et eventuelt salg skal bruksanvisningen følge med produktet.

TEKNISKA DATA

Mål (utfoldet, 1 stk.): 1 828 x 382 x 53 mm

Mål (utfoldet, 2 stk.): 1 828 x 795 x 53 mm

Mål (sammenfoldet): 927 x 412 mm

Maks. belastning: 272 kg

Vekt (2 stk.): 17,8 kg

BRUK

Vær oppmerksom når du bruker rampen, slik at det ikke oppstår skader.

Vær forsiktig når rampen foldes ut, det kan oppstå klemskader.

Plasser rampen på et jevnt og tørt underlag, slik at det ikke er noen risiko for at den sklir under arbeidet.

Overskrid aldri rampens maksimale belastningsgrense (272 kg).

Prøv om mulig å sentrere lasten horisontalt på rampen.

Belast rampen gradvis; dersom all belastning skjer plutselig på ett punkt, kan det oppstå skader på rampen.

FI

PYÖRÄTUOLIRAMPPI

JOHDANTO

Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa tuotetta täydellisesti. Esimerkkejä tällaisista osista voivat olla kaapelien värit tai muoto sekä painikkeiden ja säätimien sijainnit.

Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa tuotteen lähellä. Jos tuote myydään, käyttöohje on annettava laitteen mukana.

TEKNISET TIEDO

Mitat (avattuna, 1 kpl):1 828 x 382 x 53 mm

Mitat (avattuna, 2 kpl):1 828 x 795 x 53 mm

Mitat (kokoon taitettuna):927 x 412 mm

Enimmäiskuorma:272 kg

Paino (2 kpl):17,8 kg

KÄYTTÄMINEN

Toimi varovaisesti käyttäessäsi ramppia, jotta ei aiheudu vahinkoja.

Toimi varovaisesti taittaessasi ramppia auki. Muutoin voi aiheutua puristumisvammoja.

Aseta ramppi tasaiselle ja kuivalle alustalle, jotta se ei ole vaarassa liukua työn ollessa meneillään.

Älä koskaan ylitä rampin enimmäiskuormitusta (272 kg).

Yritä mahdollisuuksien mukaan keskittää kuorma rampille sivusuunnassa.

Kuormita ramppia vähitellen. Jos koko kuorma asetetaan äkkiä yhteen pisteeseen, ramppi voi vaurioitua.

DK

KØRESTOLSRAMPE

INTRODUKTION

Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke altid er i overensstemmelse med maskinen. Eksempler på sådanne detaljer kan være farver på ledninger eller udformning og placering af knapper og greb.

Opbevar vejledningen et sikkert sted i forbindelse med produktet. Ved eventuelt salg skal vejledningen følge maskinen.

TEKNISKE DATA

Mål (udfoldet, 1 stk.):1 828 x 382 x 53 mm

Mål (udfoldet, 2 stk.):1 828 x 795 x 53 mm

Mål (sammenklappet):927 x 412 mm

Maks. belastning:272 kg

Vægt (2 stk.):17,8 kg

ANVENDELSE

Vær forsigtig, når rampen foldes ud. Der er fare for klemmeskader.

Anbring rampen på et jævnt og tørt underlag, så der ikke er risiko for, at den glider under arbejdet.

Overskrid aldrig rampens maksimale belastning (272 kg).

Forsøg at centrere lasten sideværts på rampen, hvis det er muligt.

Rampen skal belastes gradvist. Hvis hele belastningen kommer pludseligt ét sted, kan rampen tage skade.