

BILTEMA

Art. 18-397

MUNSKYDD (SE)

Typ IIR godkänd i enlighet med EN 14683:2019

Användningsområde: Förebygger spridning av smittsam andedräkt, hosta och nysning.

VIKTIGT!

- Försäkra dig om att du har rätt utbildning för den situation du kommer befinna dig i.
- Förvara munskyddet fritt från smitta.
- Var försiktig när du tar av dig och slänger munskyddet, beroende på vilken situation du befunnit dig i, och var noga med att tvätta händerna efter hantering av använt munskydd.

Bruksanvisning:

1. Tvätta händerna noga före och efter användande.
2. Ta tag i munskyddets översta kant där näsklamman känns och med den blå sidan utåt.
3. Placera näsklamman över näsryggen och tryck för att sätta fast munskyddet.
4. Håll näsklamman försiktigt och dra den nedre delen av munskyddet nedåt för att utvidga munskyddet.
5. Placera öronbanden runt om öronen.
6. Tryck försiktigt på näsbroklämman runt näsan för att säkerställa så det håller tätt.
7. Vik ut tills hakan täcks utan att det är mellanrum mellan munskyddets kinder och haka.
8. Släng i stängd papperskorg.
9. Tvätta händerna noga efter användande.

Varning: Endast för engångsbruk. Använd inte munskyddet om det är smutsigt eller trasigt. Förvaras oåtkomligt för barn. Ej steril.

Om någon olycka skulle inträffa som har ett samband med enheten skall det rapporteras till producenten och den sakkunniga myndigheten, där användaren och/eller patienten befinner sig.

MUNNBIND (NO)

Type IIR-godkjent i samsvar med EN 14683:2019

Bruksområde: Forebygge spredning av smittsom åndedrett, hoste og nysing.

VIKTIG!

- Påse at du har riktig opplæring for den situasjonen du kommer til å befinne deg i.
- Oppbevar munnbindet fri for smitte.
- Vær forsiktig når du tar av og kaster munnbindet, basert på situasjonen du har vært i, og vask hendene når du har håndtert brukt munnbind.

Bruksanvisning:

1. Vask hendene grundig før bruk.
2. Ta tak i munnbindets øverste kant, der neseklemmen er markert, med den blå siden utover.
3. Plasser neseklemmen over neseryggen, og trykk for å feste munnbindet.
4. Hold forsiktig i neseklemmen og trekk i den nedre kanten av munnbindet for å utvide det.
5. Plasser strikkene godt rundt ørene.
6. Trykk forsiktig på neseklemmen rundt nesen for å oppnå god passform og plassering.
7. Spre og brett det ut til det dekker haken helt, uten mellomrom mellom munnbindet og haken.
8. Kastes i lukket søppelbøtte.
9. Vask hendene grundig etter bruk.

Advarsel: Kun for engangsbruk. Må ikke brukes hvis munnbindet er skitten eller ødelagt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke sterilt.

Enhver alvorlig hendelse som oppstår i forbindelse med bruk av produktet, skal rapporteres til produsenten og den aktuelle myndighet der brukeren eller pasienten oppholder seg.

SUU-NENÄSUOJAIN (FI)

Tyyppi IIR, hyväksytty standardin EN 14683:2019 mukaisesti

Käyttötarkoitus: taudinaiheuttajia sisältävän uloshengitysilman sekä yskimisen ja aivastelun aiheuttamien pisaroiden leviämisen estäminen.

TÄRKEÄ!

- Varmista, että tiedät, miten toimia tilanteessa.
- Säilytä suu-nenäsuojaimet suojattuna tartunnalta.
- Noudata varovaisuutta, kun riisut suu-nenäsuojaimen ja heität sen pois, käyttötilanteesta riippuen. Pese kädet suu-nenäsuojaimen käsittelyn jälkeen.

Käyttöohje:

1. Pese kätesi huolellisesti ennen suu-nenäsuojaimen käyttöä.
2. Tartu suu-nenäsuojaimen yläreunaan nenävahvikkeen kohdalta, sininen puoli ulospäin.
3. Aseta nenävahvike nenän päälle ja vie suu-nenäsuojain paikalleen.
4. Pidä kiinni nenävahvikkeesta ja levitä suu-nenäsuojainta vetämällä sitä alareunasta.
5. Kiinnitä nauhat korvien ympäri tukevasti.
6. Paina nenävahviketta kevyesti, jotta suu-nenäsuojain asettuu tukevasti paikalleen.

7. Levitä suu-nenäsuojainta, kunnes se peittää leuan kokonaan, ja tarkasta, ettei leuan ja suojaimeen väliin jää aukkoja.

8. Hävitä suu-nenäsuojain laittamalla se suljettuun roska-astiaan.

9. Pese kätesi huolellisesti suu-nenäsuojaimen käytön jälkeen.

Varoitus: Kertakäyttöinen. Älä käytä rikkiinäistä tai likaista suu-nenäsuojainta. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Ei steriili.

Mikäli käytön yhteydessä ilmenee vakavia ongelmia, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan ja paikallisiin viranomaisiin.

MUNDBIND (DK)

Type IIR godkendt i henhold til EN 14683:2019

Anvendelsesformål: Forebyggelse mod spredning af smitsom ånde, hoste og nysen.

VIGTIG!

- Sørg for at du har den rigtige uddannelse til den situation, du vil være i.
- Opbevar mundbindet, så det ikke udsættes for infektion.
- Vær forsigtig, når du fjerner og kasserer mundbindet, afhængigt af den situation, du har været i, og sørg for at vaske hænder efter håndtering af det brugte mundbind.

Brugsanvisning:

1. Vask hænderne grundigt før brug.
2. Tag fat i mundbindet i den øverste kant, hvor næseklemmen er markeret og med den blå side udad.
3. Placer næseklemmen over næseryggen, og tryk for at fastgøre mundbindet.
4. Hold forsigtigt i næseklemmen, og træk den nederste kant af mundbindet nedad for at udvide det.
5. Placer øreløkkerne omhyggeligt omkring ørerne.
6. Tryk forsigtigt på næseklemmen omkring næsen for at sikre en tæt pasform og placering.
7. Spred mundbindet, og fold det ud, indtil det dækker hagen fuldstændigt, uden at der er mellemrum mellem mundbindet ved kinderne og hagen.
8. Bortskaffes i lukket affaldsspand.
9. Vask hænderne grundigt efter brug.

Advarsel: Kun til engangsbrug. Må ikke bruges, hvis mundbindet er snavset eller ødelagt.

Opbevares utilgængeligt for børn. Ikke sterilt.

Enhver alvorlig hændelse, der har fundet sted i forbindelse med produktet, skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og / eller patienten opholder sig.



RFX+CARE Manufacturing Co., Ltd.
7 Lanjiang Road, Yuecheng District,
Shaoxing, Zhejiang, China 312000




RFX+Care International A/S
Bakkegaardsvej 408, 3050
Humlebaek, Denmark



Biltema,
Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg



FA200-18937
Facemask D20108



17,5 x 9,5 CM

